

Verschiedene Anwendungsarten

Durch einen integrierten Fuß können Sie **smartlux® DIGITAL** auf 3 Arten nutzen:




In eingeklappter
Stellung als Handlupe
Vergößerungen:
1,9x, 2,6x, 3,4x, 4,5x



Vollständig ausge-
klappt zum Aufstellen
auf das Lesegut
Vergößerungen:
5x, 7x, 9x, 12x



Halb ausgeklappt
zum Schreiben oder
Arbeiten direkt unter
dem Display
Vergößerungen:
1,7x, 2,4x, 3,1x, 4,2x



ESCHENBACH

Eschenbach Optik GmbH

www.eschenbach-optik.de

www.eschenbach-sehhilfen.de

www.facebook.com/eschenbach.sehhilfen

ESCHENBACH



smartlux® DIGITAL

DIE ELEGANTE LUPE FÜR
BRILLANTES SEHEN

- 1 5 Darstellungsmodi**
stellen das Bild je nach Bedarf in Echtfarbe, kontrastverstärkt schwarz/weiß, weiß/schwarz, schwarz/gelb, gelb/schwarz dar.



- 3 Farbechtes 5"-Display**
sorgt für eine brillante Bildwiedergabe mit hoher Tiefenschärfe und extra großem Sehfeld. Die Vergrößerung ist je nach Anwendungsart 1,7- bis 12-fach stufenweise einstellbar. LED-Beleuchtung kann bei glänzenden Untergründen abgeschaltet werden.

- 4 Öse zum Einfädeln**
einer Umhängekordel.
(Die Umhängekordel ist im Lieferumfang enthalten.)



- 2 Freeze- und Speicherfunktion**
ermöglicht das vorübergehende Einfrieren von Bildern. Bei Bedarf können darüber hinaus bis zu 20 Bilder dauerhaft auf dem Gerät gespeichert werden.

- 5 Abschaltautomatik**
stellt das Gerät nach ca. 3 Minuten ohne Bedienung aus und sorgt so für einen geringen Energieverbrauch.

